

Omrekendocument





Nobel Biocare RePlace



Implant Direct RePlant

Impression Coping Closed Tray: € 53				Implant Transfer: € 25 (incl. 1.25 hex schroef)				
33537	NP Ø3.5				6035-05	NP Ø3.5		
33540	RP Ø4.3		6043-05		RP Ø4.3			
33472	WP Ø5.0		6050-05		WP Ø5.0			
30040	Ø6.0		6060-05		Ø6.0			
Implant Replica: € 22				Implant Analog: € 15				
29498	NP Ø3.5				6035-06	NP Ø3.5		
29500	RP Ø4.3		6043-06		RP Ø4.3			
29502	WP Ø5.0		6050-06		WP Ø5.0			
29995	Ø6.0		6060-06		Ø6.0			
Abutment Screw: € 40				Anodized Dual-Grip Screw: € 25 (2 stuks)				
29474	NP Ø3.5				1000-23	NP Ø3.5		
29475	RP/WP/Ø6.0				1000-22	RP/WP/Ø6.0		
<i>(schroeven kunnen niet gebruikt worden in Nobel abutments)</i>								
Esthetic Abutment: € 144				Straight Contoured Abutment: € 65 (incl. 1.25 hex schroef)				
32372	NP Ø3.5	x	1 mmL		6035-31	NP Ø3.5	x	1 mmL
32376	NP Ø3.5	x	3 mmL		6035-32	NP Ø3.5	x	2 mmL
32373	RP Ø4.3	x	1 mmL		6043-31	RP Ø4.3	x	1 mmL
32377	RP Ø4.3	x	3 mmL		6043-32	RP Ø4.3	x	2 mmL
32374	WP Ø5.0	x	0.5 mmL		6050-31	WP Ø5.0	x	1 mmL
32378	WP Ø5.0	x	3 mmL		6050-32	WP Ø5.0	x	2 mmL
32375	Ø6.0		0.5 mmL		6060-31	Ø6.0	x	1 mmL
Extra mogelijkheid:					6060-32	Ø6.0	x	2 mmL
GoldAdapt Engaging: € 184					Gold/Plastic Engaging Abutment: € 75 (incl. 1.25 hex schroef)			
29006	NP Ø3.5					6035-40	NP Ø3.5	
29010	RP Ø4.3			6043-40		RP Ø4.3		
29014	WP Ø5.0			6050-40		WP Ø5.0		
GoldAdapt Non-Engaging: € 184				Gold/Plastic Non-Engaging Abutment: € 75 (incl. 1.25 hex schroef)				
29007	NP Ø3.5				6035-41	NP Ø3.5		
29011	RP Ø4.3				6043-41	RP Ø4.3		
29015	WP Ø5.0				6050-41	WP Ø5.0		
Temporary Abutment Non-Engaging				Titanium Non-engaging Temp. Abutment: € 27,50 (incl. 1.25 hex schroef)				
29035	NP Ø3.5				6035-49	NP Ø3.5		
29037	RP Ø4.3				6043-49	RP Ø4.3		
29039	WP Ø5.0				6050-49	WP Ø5.0		
31457	Ø6.0				6060-49	Ø6.0		
15° Esthetic Abutment: € 193				Angled Contoured Abutment: € 65 (incl. 1.25 hex schroef)				
32380	NP Ø3.5	x	1 mmL		6035-51	NP Ø3.5	x	.75mmL
32384	NP Ø3.5	x	3 mmL		6035-52	NP Ø3.5	x	2mmL
32381	RP Ø4.3	x	1 mmL		6043-51	RP Ø4.3	x	.75mmL
32385	RP Ø4.3	x	3 mmL		6043-52	RP Ø4.3	x	2mmL
32382	WP Ø5.0	x	0.5 mmL		6050-51	WP Ø5.0	x	.75mmL
32386	WP Ø5.0	x	3 mmL		6050-52	WP Ø5.0	x	2mmL
32383	Ø6.0	X	0.5 mmL		6060-51	Ø6.0	x	.75mmL
					6060-52	Ø6.0	x	2mmL
Gehoeekte abutments: (incl. 1.25 hex schroef)				30° Angled Contoured Abutment with Rotation: € 65				
Extra mogelijkheden:					6035-52-30	NP Ø3.5		
Voor de esthetic/contoured en angled abutments kunnen 'offset' varianten besteld worden als de punt van de tri-lobe niet precies naar buccaal staat, deze zijn verkrijgbaar met een offset van 30°, 60° en 90°					6043-52-30	RP Ø4.3		
					6050-52-30	WP Ø5.0		
					6060-52-30	Ø6.0		
								60° Angled Contoured Abutment with Rotation: € 65
					6035-52-60	NP Ø3.5		
					6043-52-60	RP Ø4.3		
					6060-52-60	Ø6.0		
					6050-52-60	WP Ø5.0		
				90° Angled Contoured Abutment with Rotation: € 65				
					6035-52-90	NP Ø3.5		
					6043-52-90	RP Ø4.3		
					6050-52-90	WP Ø5.0		
					6060-52-90	Ø6.0		

Multi-unit Abutment: € 171				Screw-Receiving Abutment: € 65			
29197	NP Ø3.5	x	2 mmL	6035-62	NP Ø3.5	x	2 mmL
29198	NP Ø3.5	x	3 mmL	6035-64	NP Ø3.5	x	4 mmL
29200	RP Ø4.3	x	2 mmL	6043-62	RP Ø4.3	x	2 mmL
29202	RP Ø4.3	x	4 mmL	6043-64	RP Ø4.3	x	4 mmL
29205	WP Ø5.0	x	2 mmL	6050-62	WP Ø5.0	x	2 mmL
29206	WP Ø5.0	x	3 mmL	6050-64	WP Ø5.0	x	4 mmL
				6060-62	Ø6.0	x	2 mmL
							
17° Angled Multi-unit Abutment: € 219				30° Angled Screw-Receiving Abutment: € 65			
29235	NP Ø3.5	x	2 mmL	6035-64-15	NP Ø3.5	x	3 mmL
29237	RP Ø4.3	x	2 mmL	6043-64-15	RP Ø4.3	x	3 mmL
30° Angled Multi-unit Abutment: € 219				30° Angled Screw-Receiving Abutment: € 65			
29240	RP Ø4.3		4 mmL	6043-64-30	RP Ø4.3	x	3 mmL
				6035-64-30	NP Ø3.5	x	3 mmL
				6050-64-15	WP Ø5.0	x	3 mmL
				6050-64-30	WP Ø5.0	x	3 mmL
Extra mogelijkheden: -->							
Locator Abutments : € 75				RePlant GPS Abutments: € 75			
*(Incl. Transfer, Comfort Cap, Metal housing with Nylon liner, Black Processing Male & Block-out Spacer)							
8756	Ø3.5	x	0 mmL	6035-90	Ø3.5	x	0 mmL
8757	Ø3.5	x	1 mmL	6035-91	Ø3.5	x	1 mmL
5758	Ø3.5	x	2 mmL	6035-92	Ø3.5	x	2 mmL
8759	Ø3.5	x	3 mmL	6035-93	Ø3.5	x	3 mmL
8760	Ø3.5	x	4 mmL	6035-94	Ø3.5	x	4 mmL
8734	Ø3.5	x	5 mmL	6035-95	Ø3.5	x	5 mmL
8761	Ø4.3	x	0 mmL	6043-90	Ø4.3	x	0 mmL
8762	Ø4.3	x	1 mmL	6043-91	Ø4.3	x	1 mmL
8763	Ø4.3	x	2 mmL	6043-92	Ø4.3	x	2 mmL
8764	Ø4.3	x	3 mmL	6043-93	Ø4.3	x	3 mmL
8765	Ø4.3	x	4 mmL	6043-94	Ø4.3	x	4 mmL
8753	Ø4.3	x	5 mmL	6043-95	Ø4.3	x	5 mmL
8766	Ø5.0	x	1 mmL	6050-91	Ø5.0	x	1 mmL
8767	Ø5.0	x	2 mmL	6050-92	Ø5.0	x	2 mmL
8768	Ø5.0	x	3 mmL	6050-93	Ø5.0	x	3 mmL
8769	Ø5.0	x	4 mmL	6050-94	Ø5.0	x	4 mmL
8770	Ø5.0	x	5 mmL	6050-95	Ø5.0	x	5 mmL
